

Link do produktu: <https://akmed.pl/pieluchy-anatomiczne-san-seni-for-men-p-2815.html>

Pieluchy anatomiczne San Seni for Men



Numer katalogowy

San Seni for Men

Producent

Seni

Opis produktu

Pieluchy anatomiczne San Seni for Men stworzone zostały z myślą o mężczyznach, którzy potrzebują produktów bardziej chłonnych niż wkładki urologiczne Seni Man ale jeszcze nie pieluchomajtek. Przeznaczone są dla mężczyzn z ciężkim nietrzymaniem moczu. San Seni for Men mają szerszy wkład chłonny w części frontowej zaprojektowany specjalnie dla mężczyzn, zapewniając tym samym komfort i poczucie bezpieczeństwa. Warstwę zewnętrzną San Seni for Men stanowi specjalny laminat oddychający. Zapewnia on swobodny dostęp powietrza do skóry oraz reguluje temperaturę wewnątrz pieluchy, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko powstania odparzeń i odleżyn. Dzięki zastosowaniu antybakteryjnego superabsorbentu pieluchy chłoną mocz, jednocześnie neutralizując nieprzyjemny zapach. San Seni for Men mają wewnętrzne osłonki boczne, które zapobiegają wyciekom. Osłonki wykonane są z delikatnej włókniny i elastycznej przędzy bez elementów lateksowych. Specjalny indykator wilgotności umieszczony wzdłuż pieluchy ułatwia sprawdzenie, czy wyrób został zużyty. Optymalne mocowanie pieluchy wykonuje się za pomocą majtek siatkowych San Seni.

Dostępne w opakowaniach: 30 szt.