

Link do produktu: <https://akmed.pl/pieluchy-anatomiczne-san-seni-maxi-p-2811.html>

Pieluchy anatomiczne San Seni Maxi



Numer katalogowy

San Seni Maxi

Producent

Seni

Opis produktu

Pieluchy anatomiczne San Seni Maxi stworzone zostały z myślą o osobach, które potrzebują zabezpieczenia przy średnim i ciężkim nietrzymaniu moczu. Mają chłonność wyższą niż San Seni Uni. Warstwę zewnętrzną San Seni Maxi stanowi specjalny laminat oddychający. Zapewnia on swobodny dostęp powietrza do skóry oraz reguluje temperaturę wewnątrz pieluchy, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko powstanie odparzeń i odleżyn. Dzięki zastosowaniu antybakteryjnego superabsorbentu pieluchy chłoną mocz, jednocześnie neutralizując nieprzyjemny zapach. San Seni Maxi mają wewnętrzne osłonki boczne, które zapobiegają wyciekom. Osłonki wykonane są z delikatnej włókniny i elastycznej przędzy bez elementów lateksowych. Specjalny indykator wilgotności umieszczony wzdłuż pieluchy ułatwia sprawdzenie, czy wyrób został zużyty. Optymalne mocowanie pieluchy wykonuje się za pomocą majtek siatkowych San Seni. Odpowiedni rozmiar wyrobu należy dopasować pod kątem chłonności / stopnia nietrzymania moczu, a nie obwodu w pasie.

Dostępne w opakowaniach: 10 szt., 30 szt.