

Link do produktu: <https://akmed.pl/pieluchy-anatomiczne-san-seni-normal-p-2809.html>

Pieluchy anatomiczne San Seni Normal



Numer katalogowy	San Seni Normal
Producent	Seni

Opis produktu

Pieluchy anatomiczne San Seni Normal stworzone zostały z myślą o osobach, które potrzebują produktu bardziej chłonnego niż wkładki urologiczne, ale jeszcze nie pieluchomajtek. Mają chłonność wyższą niż San Seni Prima. Warstwę zewnętrzną San Seni Normal stanowi specjalny laminat oddychający. Zapewnia on swobodny dostęp powietrza do skóry oraz reguluje temperaturę wewnątrz pieluchy, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko powstania odparzeń i odleżyn. Dzięki zastosowaniu antybakteryjnego superabsorbentu pieluchy chłoną mocz, jednocześnie neutralizując nieprzyjemny zapach. San Seni Normal mają wewnętrzne osłonki boczne, które zapobiegają wyciekom. Osłonki wykonane są z delikatnej włókniny i elastycznej przędzy bez elementów lateksowych. Specjalny indykator wilgotności umieszczony wzdłuż pieluchy ułatwia sprawdzenie, czy wyrób został zużyty. Optymalne mocowanie pieluchy wykonuje się za pomocą majtek siatkowych San Seni. Odpowiedni dla chorego rozmiar wyrobu należy dopasować pod kątem chłonności / stopnia nietrzymania moczu, a nie obwodu w pasie.

Dostępne w opakowaniach: 10 szt., 30 szt.