

Link do produktu: <https://akmed.pl/pieluchy-anatomiczne-san-seni-plus-extra-p-2813.html>

## Pieluchy anatomiczne San Seni Plus Extra



Numer katalogowy

**San Seni Plus Extra**

Producent

**Seni**

### Opis produktu

Pieluchy anatomiczne San Seni Plus stworzone zostały z myślą o osobach, które potrzebują zabezpieczenia przy ciężkim nietrzymaniu moczu. Mają najwyższą chłonność z grupy San Seni. Warstwę zewnętrzną San Seni Plus stanowi specjalny laminat oddychający. Zapewnia on swobodny dostęp powietrza do skóry oraz reguluje temperaturę wewnątrz pieluchy, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko powstania odparzeń i odleżyn. Dzięki zastosowaniu antybakteryjnego superabsorbentu pieluchy chłoną mocz, jednocześnie neutralizując nieprzyjemny zapach. San Seni Plus mają wewnętrzne osłonki boczne, które zapobiegają wyciekom. Osłonki wykonane są z delikatnej włókniny i elastycznej przędzy bez elementów lateksowych. Specjalny indykator wilgotności umieszczony wzdłuż pieluchy ułatwia sprawdzenie, czy wyrób został zużyty. Optymalne mocowanie pieluchy wykonuje się za pomocą majtek siatkowych San Seni. Odpowiedni dla chorego rozmiar wyrobu należy dopasować pod kątem chłonności / stopnia nietrzymania moczu, a nie obwodu w pasie.

Dostępne w opakowaniach: 30 szt.