



Pileczka senso 23 TOGU®

Numer katalogowy **6925**

Producent **Togu**

Opis produktu

Piłki sensoryczne Togu® wykorzystywane są w terapii oraz metodach zabawowych dzieci. Używane są także w korekcji wad postawy oraz w treningu ogólnorozwojowym. Stosowane są nie tylko do wzmocnienia mięśni grzbietu, zwiększenia ruchomości w stawach, poprawy koordynacji, ale także w schorzeniach neurologicznych.

Piłki wyposażone są w miękkie wypustki sensoryczne stymulujące strefy reflektoryczne całego ciała. Działają także pobudzająco na krążenie.

Kolory: czerwony, niebieski, ametystowy
(pytaj o dostępność kolorów)
(w przypadku braku informacji o wybranym kolorze, wysłany zostanie kolor losowy)

Piłki sensoryczne dostępne są także w rozmiarach: 28, 85 i 100 cm.

Zalety piłek sensorycznych Togu®:

- wytrzymałe na duże dynamiczne obciążenia
- zwiększają zakres zastosowania i ilość ćwiczeń
- tania i bezpieczna alternatywa dla konwencjonalnych przyborów terapeutycznych i treningowych
- wykonane ze specjalnego, odpornego na zniszczenia materiału
- zarejestrowane jako wyroby medyczne Klasy I
- wyprodukowane w Niemczech

TRENING

Trening i terapia dzieci

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: ametystowy , czerwony , niebieski