

Link do produktu: <https://akmed.pl/pilka-happyback-togu-45-cm-p-6886.html>

Piłka Happyback TOGU® (45 cm)



Numer katalogowy **6706**

Producent **Togu**

Opis produktu

Piłki gimnastyczne Togu® Happyback wykorzystywane są w terapii, fitness oraz treningu sportowym.

Służą do: wzmocnienia mięśni grzbietu, zwiększenia zakresu ruchomości w stawach, poprawy kondycji i koordynacji. Leczenia schorzeń neurologicznych, a także w ćwiczeniach korekcji wad postawy.

Zalety piłek gimnastycznych Togu® Happyback:

- wytrzymałe na duże dynamiczne obciążenia
- zwiększają zakres zastosowania i ilość ćwiczeń
- tania i bezpieczna alternatywa dla konwencjonalnych przyborów terapeutycznych i treningowych
- wykonane ze specjalnego, miękkiego, przyjemnego w dotyku i odpornego na zniszczenia materiału
- zarejestrowane jako wyroby medyczne Klasy I
- wyprodukowane w Niemczech

Dobór piłek gimnastycznych w zależności od wzrostu:

- 45 cm żółta wzrost 140 - 150 cm
- 55 cm czerwona wzrost 151 - 165 cm
- 65 cm zielona wzrost 166 - 180 cm
- 75 cm niebieska wzrost 181 - 190 cm

Ze względu na specjalny materiał z którego są wykonane, piłki mogą mieć kształt eliptyczny. Nie jest to wadą produktu i nie może być podstawą do reklamacji.

TRENING

Trening kardio