

Link do produktu: <https://akmed.pl/pilka-redondo-pilates-togu-30-cm-p-6913.html>



## Piłka Redondo® Pilates TOGU® (30 cm)

Numer katalogowy **6914**

Producent **Togu**

### Opis produktu

Wykonane z rotonu piankowego w kolorze niebieskim.

Piłki Redondo® TOGU® wykorzystywane są w terapii, fitness (Spirit-ball, piłki Pilatesa) oraz w treningu ogólnorozwojowym. Stosowane także w celu mobilizacji kręgosłupa oraz podczas relaksacji. Charakteryzują się wysoką elastycznością oraz niską wagą.

#### Zalety piłek Redondo TOGU®:

- wytrzymałe na duże dynamiczne obciążenia
- zwiększają zakres zastosowania i ilość ćwiczeń
- tania i bezpieczna alternatywa dla konwencjonalnych przyborów terapeutycznych i treningowych
- wykonane ze specjalnego, odpornego na zniszczenia materiału
- napompowanie nie wymaga użycia pompki
- zarejestrowane jako wyroby medyczne Klasy I
- wyprodukowane w Niemczech

W ofercie także inne wielkości piłek Redondo®:

14 cm niebieska, 18 cm czarna, 22 cm niebieska, 26 cm rubinowa, 38 cm zielona.

#### TRENING

Trening i terapia dzieci , Trening kardio , Trening stabilizacji kręgosłupa i stawów /trening core

#### SCHORZENIA I PROFILAKTYKA

Choroby kardiologiczne , Choroby neurologiczne , Profilaktyka upadków