

Link do produktu: <https://akmed.pl/pilka-redondo-plus-togu-38-cm-p-6914.html>



Piłka Redondo® Plus TOGU® (38 cm)

Numer katalogowy	6915
Producent	Togu

Opis produktu

Nowy rozmiar piłeczki Redondo zaprojektowany został dla zwiększenia bezpieczeństwa i korzyści płynących z użytkowania. Dzięki swojej delikatnej i poręcznej powierzchni Redondo Plus gwarantuje najwyższy poziom komfortu oraz bezpieczeństwa podczas ćwiczeń równoważnych. Elastyczny materiał z którego wykonany jest przybór zwiększa poziom trudności wykonywanych ćwiczeń.

Stabilność Redondo Plus stwarza doskonałe warunki do ćwiczeń w siedzeniu lub klęku, piłeczka jest także niezwykle użyteczna podczas ćwiczeń dynamicznych. Niezwykle niska waga- 500g i rozmiar 38 cm pozwala na bezpieczne wykonywanie ćwiczeń o charakterze rotacyjnym w celu zwiększenia siły twojego ciała.

Piłeczka Redondo Ball Plus nie wymaga użycia pompki.

Dane Techniczne:

Rozmiar Ø 38 cm

Waga: 500 g

Materiał: pianka rutenowa

maksymalne obciążenie: 150 kg

TRENING

Trening i terapia dzieci , Trening kardio , Trening stabilizacji kręgosłupa i stawów /trening core

SCHORZENIA I PROFILAKTYKA

Choroby kardiologiczne , Choroby neurologiczne , Profilaktyka upadków