

Link do produktu: <https://akmed.pl/pilka-redondo-senso-togu-18-cm-p-6915.html>



Piłka Redondo® Senso TOGU® (18 cm)

Numer katalogowy **6916**

Producent **Togu**

Opis produktu

Piłki Redondo® TOGU® z miękkimi i elastycznymi wypustkami sensorycznymi dającymi dodatkowe pobudzenia stref reflektorycznych. Wykorzystywane są w terapii, fitness (Spirit-ball, piłki Pilatesa) oraz w treningu ogólnorozwojowym. Stosowane także w celu mobilizacji kręgosłupa oraz podczas relaksacji. Charakteryzują się wysoką elastycznością oraz niską wagą.

Zalety piłek Redondo TOGU®:

- wytrzymałe na duże dynamiczne obciążenia
- zwiększają zakres zastosowania i ilość ćwiczeń
- tania i bezpieczna alternatywa dla konwencjonalnych przyborów terapeutycznych i treningowych
- wykonane ze specjalnego, odpornego na zniszczenia materiału
- napompowanie nie wymaga użycia pompki
- zarejestrowane jako wyroby medyczne Klasy I
- wyprodukowane w Niemczech

W ofercie także inne wielkości piłek Redondo® Senso:
22 cm niebieska, 26 cm rubinowa

TRENING

Trening i terapia dzieci , Trening kardio , Trening stabilizacji kręgosłupa i stawów /trening core

SCHORZENIA I PROFILAKTYKA

Choroby kardiologiczne , Choroby neurologiczne , Profilaktyka upadków