

Link do produktu: <https://akmed.pl/pilka-redondo-senso-togu-26-cm-p-6917.html>



## Piłka Redondo® Senso TOGU® (26 cm)

Numer katalogowy	<b>6918</b>
Producent	<b>Togu</b>

### Opis produktu

Piłki Redondo® TOGU® z miękkimi i elastycznymi wypustkami sensorycznymi dającymi dodatkowe pobudzenia stref reflektorycznych. Wykorzystywane są w terapii, fitness (Spirit-ball, piłki Pilatesa) oraz w treningu ogólnorozwojowym. Stosowane także w celu mobilizacji kręgosłupa oraz podczas relaksacji. Charakteryzują się wysoką elastycznością oraz niską wagą.

#### Zalety piłek Redondo TOGU®:

- wytrzymałe na duże dynamiczne obciążenia
- zwiększają zakres zastosowania i ilość ćwiczeń
- tania i bezpieczna alternatywa dla konwencjonalnych przyborów terapeutycznych i treningowych
- wykonane ze specjalnego, odpornego na zniszczenia materiału
- napompowanie nie wymaga użycia pompki
- zarejestrowane jako wyroby medyczne Klasy I
- wyprodukowane w Niemczech

W ofercie także inne wielkości piłek Redondo® Senso:  
18 cm czarna, 22 cm niebieska

#### TRENING

Trening i terapia dzieci , Trening kardio , Trening stabilizacji kręgosłupa i stawów /trening core

#### SCHORZENIA I PROFILAKTYKA

Choroby kardiologiczne , Choroby neurologiczne , Profilaktyka upadków