

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:13

Link do produktu: <https://akmed.pl/pilka-redondo-togu-18-cm-p-6910.html>

Piłka Redondo® TOGU® (18 cm)



Numer katalogowy **6911**

Producent **Togu**

Opis produktu

Wykonane z rotonu piankowego w kolorze niebieskim.

Piłki Redondo® TOGU® wykorzystywane są w terapii, fitness (Spirit-ball, piłki Pilatesa) oraz w treningu ogólnorozwojowym. Stosowane także w celu mobilizacji kręgosłupa oraz podczas relaksacji. Charakteryzują się wysoką elastycznością oraz niską wagą.

Zalety piłek Redondo TOGU®:

- wytrzymałe na duże dynamiczne obciążenia
- zwiększają zakres zastosowania i ilość ćwiczeń
- tania i bezpieczna alternatywa dla konwencjonalnych przyborów terapeutycznych i treningowych
- wykonane ze specjalnego, odpornego na zniszczenia materiału
- napompowanie nie wymaga użycia pompki
- zarejestrowane jako wyroby medyczne Klasy I
- wyprodukowane w Niemczech

W ofercie także inne wielkości piłek Redondo®:

14 cm niebieska, 22 cm niebieska, 26 cm rubinowa, 30 cm niebieska, 38 cm zielona.

TRENING

Trening i terapia dzieci , Trening kardio , Trening stabilizacji kręgosłupa i stawów /trening core

SCHORZENIA I PROFILAKTYKA

Choroby kardiologiczne , Choroby neurologiczne , Profilaktyka upadków