



Piłka rehabilitacyjna ABS

Numer katalogowy	ABS
Producent	ARmedical

Opis produktu

Piłka rehabilitacyjna ABS przeznaczona jest do korygowania wad postawy, w terapii mającej na celu poprawę kondycji i koordynacji ruchowej, wzmocnienia mięśni grzbietu, zwiększenia ruchomości stawów oraz w schorzeniach neurologicznych. Doskonała dla osób chcących zachować sprawność fizyczną dzięki treningowi ogólnorozwojowemu. Polecana dla kobiet w ciąży oraz osób w podeszłym wieku.

- Idealna do rehabilitacji i ćwiczeń równoważnych
- Idealna przy schorzeniach kręgosłupa, koryguje wady postawy
- Idealna dla kobiet w ciąży, redukuje napięcia w dolnej części kręgosłupa
- Wspomaga mobilność kręgosłupa, wzmacnia mięśnie grzbietu

Piłka rehabilitacyjna ABS wykonana jest ze specjalnego materiału który, zapewnia równomierną, spowolnioną utratę powietrza nawet przy gwałtownym mechanicznym uszkodzeniu piłki, zapobiega jej rozerwaniu i nagłej utracie powietrza. Dodatkowo materiał zapewnia dobrą przyczepność piłki do podłoża (nie ślizga się).

Dostępne wymiary i kolory

czerwony
niebieski
zielony
srebrny

ABS-55 - 55cm
ABS-65 - 65cm
ABS-75 - 75cm
ABS-85 - 85cm

dla osoby o wzroście: 150-160cm
dla osoby o wzroście: 160-175cm
dla osoby o wzroście: 175-185cm
dla osoby o wzroście:

Materiał

PVC nie zawiera Ftalanów - Materiał przebadany laboratoryjnie, nie zawiera substancji toksycznych oraz metali ciężkich,

Maksymalne obciążenie

maksymalnie 300kg