


Link do produktu: <https://akmed.pl/pilka-rehabilitacyjna-abs-p-1630.html>



## Piłka rehabilitacyjna ABS

Numer katalogowy	<b>ABS</b>
Producent	<b>ARmedical</b>

### Opis produktu

**Piłka rehabilitacyjna ABS** przeznaczona jest do korygowania wad postawy, w terapii mającej na celu poprawę kondycji i koordynacji ruchowej, wzmocnienia mięśni grzbietu, zwiększenia ruchomości stawów oraz w schorzeniach neurologicznych. Doskonała dla osób chcących zachować sprawność fizyczną dzięki treningowi ogólnorozwojowemu. Polecana dla kobiet w ciąży oraz osób w podeszłym wieku.

- Idealna do rehabilitacji i ćwiczeń równoważnych
- Idealna przy schorzeniach kręgosłupa, koryguje wady postawy
- Idealna dla kobiet w ciąży, redukuje napięcia w dolnej części kręgosłupa
- Wspomaga mobilność kręgosłupa, wzmacnia mięśnie grzbietu

Piłka rehabilitacyjna ABS wykonana jest ze specjalnego materiału który, zapewnia równomierną, spowolnioną utratę powietrza nawet przy gwałtownym mechanicznym uszkodzeniu piłki, zapobiega jej rozerwaniu i nagłej utracie powietrza. Dodatkowo materiał zapewnia dobrą przyczepność piłki do podłoża (nie ślizga się).

### Dostępne wymiary i kolory

czerwony  
niebieski  
zielony  
srebrny

ABS-55 - 55cm  
ABS-65 - 65cm  
ABS-75 - 75cm  
ABS-85 - 85cm

dla osoby o wzroście: 150-160cm  
dla osoby o wzroście: 160-175cm  
dla osoby o wzroście: 175-185cm  
dla osoby o wzroście:

Materiał

**PVC nie zawiera Ftalanów** - Materiał przebadany laboratoryjnie, nie zawiera substancji toksycznych oraz metali ciężkich,

**Maksymalne obciążenie**

---

maksymalnie 300kg