


Link do produktu: <https://akmed.pl/pilka-rehabilitacyjna-classic-p-1657.html>



## Piłka rehabilitacyjna Classic

Numer katalogowy	<b>GM</b>
Producent	<b>ARmedical</b>

### Opis produktu

Piłka rehabilitacyjna Classic przeznaczona jest do korygowania wad postawy, w terapii mającej na celu poprawę kondycji i koordynacji ruchowej, wzmocnienia mięśni grzbietu, zwiększenia ruchomości stawów oraz w schorzeniach neurologicznych. Doskonała dla osób chcących zachować sprawność fizyczną dzięki treningowi ogólnorozwojowemu.

- Idealna do rehabilitacji i ćwiczeń równoważnych
- Idealna przy schorzeniach kręgosłupa, koryguje wady postawy
- Wspomaga mobilność kręgosłupa, wzmacnia mięśnie grzbietu

### Dostępne wymiary i kolory

czerwony  
niebieski  
szary  
zielony

**GM-55** - 55cm  
**GM-65** - 65cm  
**GM-75** - 75cm  
**GM-85** - 85cm

dla osoby o wzroście: 150-160cm  
dla osoby o wzroście: 160-175cm  
dla osoby o wzroście: 175-185cm  
dla osoby o wzroście:

### Materiał

**PVC nie zawiera Ftalanów** - Materiał przebadany laboratoryjnie, nie zawiera substancji toksycznych oraz metali ciężkich,

### Maksymalne obciążenie

maksymalnie 250kg