


Link do produktu: <https://akmed.pl/pilka-rehabilitacyjna-classic-p-1657.html>



Piłka rehabilitacyjna Classic

Numer katalogowy	GM
Producent	ARmedical

Opis produktu

Piłka rehabilitacyjna Classic przeznaczona jest do korygowania wad postawy, w terapii mającej na celu poprawę kondycji i koordynacji ruchowej, wzmocnienia mięśni grzbietu, zwiększenia ruchomości stawów oraz w schorzeniach neurologicznych. Doskonała dla osób chcących zachować sprawność fizyczną dzięki treningowi ogólnorozwojowemu.

- Idealna do rehabilitacji i ćwiczeń równoważnych
- Idealna przy schorzeniach kręgosłupa, koryguje wady postawy
- Wspomaga mobilność kręgosłupa, wzmacnia mięśnie grzbietu

Dostępne wymiary i kolory

czerwony
niebieski
szary
zielony

GM-55 - 55cm
GM-65 - 65cm
GM-75 - 75cm
GM-85 - 85cm

dla osoby o wzroście: 150-160cm
dla osoby o wzroście: 160-175cm
dla osoby o wzroście: 175-185cm
dla osoby o wzroście:

Materiał

PVC nie zawiera Ftalanów - Materiał przebadany laboratoryjnie, nie zawiera substancji toksycznych oraz metali ciężkich,

Maksymalne obciążenie

maksymalnie 250kg