

Link do produktu: <https://akmed.pl/pilka-rehabilitacyjna-hopper-z-uchwytem-p-1658.html>



## Piłka rehabilitacyjna HOPPER z uchwytem

Numer katalogowy	<b>HB1</b>
Producent	<b>ARmedical</b>

### Opis produktu

Piłka rehabilitacyjna dla dzieci HOPPER z uchwytem przeznaczona jest do korygowania wad postawy u dzieci, w terapii mającej na celu poprawę kondycji i koordynacji ruchowej, wzmocnienia mięśni grzbietu, zwiększenia ruchomości stawów oraz w schorzeniach neurologicznych. Doskonała dla osób chcących zachować sprawność fizyczną dzięki treningowi ogólnorozwojowemu. Doskonała również do zabawy zapewniającej korekcje wad postawy u dzieci.

- Idealna do rehabilitacji i ćwiczeń równoważnych
- Idealna przy schorzeniach kręgosłupa, koryguje wady postawy
- Wspomaga mobilność kręgosłupa, wzmacnia mięśnie grzbietu
- Idealna do zabawy

### Dostępne wymiary i kolory

czerwony	<b>HB1-45</b> - 45cm	dla osoby o wzroście: 130-140cm
żółty	<b>HB1-50</b> - 50cm	dla osoby o wzroście: 140-150cm
zielony	<b>HB1-55</b> - 55cm	dla osoby o wzroście: 150-165cm

### Materiał

**PVC nie zawiera Ftalanów** - Materiał przebadany laboratoryjnie, nie zawiera substancji toksycznych oraz metali ciężkich,

### Maksymalne obciążenie

maksymalnie 80kg