

Link do produktu: <https://akmed.pl/pilka-rehabilitacyjna-hopper-z-uchwytem-p-1658.html>



Piłka rehabilitacyjna HOPPER z uchwytem

Numer katalogowy	HB1
Producent	ARmedical

Opis produktu

Piłka rehabilitacyjna dla dzieci HOPPER z uchwytem przeznaczona jest do korygowania wad postawy u dzieci, w terapii mającej na celu poprawę kondycji i koordynacji ruchowej, wzmocnienia mięśni grzbietu, zwiększenia ruchomości stawów oraz w schorzeniach neurologicznych. Doskonała dla osób chcących zachować sprawność fizyczną dzięki treningowi ogólnorozwojowemu. Doskonała również do zabawy zapewniającej korekcje wad postawy u dzieci.

- Idealna do rehabilitacji i ćwiczeń równoważnych
- Idealna przy schorzeniach kręgosłupa, koryguje wady postawy
- Wspomaga mobilność kręgosłupa, wzmacnia mięśnie grzbietu
- Idealna do zabawy

Dostępne wymiary i kolory

czerwony
żółty
zielony

HB1-45 - 45cm
HB1-50 - 50cm
HB1-55 - 55cm

dla osoby o wzroście: 130-140cm
dla osoby o wzroście: 140-150cm
dla osoby o wzroście: 150-165cm

Materiał

PVC nie zawiera Ftalanów - Materiał przebadany laboratoryjnie, nie zawiera substancji toksycznych oraz metali ciężkich,

Maksymalne obciążenie

maksymalnie 80kg