

Link do produktu: <https://akmed.pl/piłka-rehabilitacyjna-orzeszek-z-abs-p-1661.html>



Piłka rehabilitacyjna Orzeszek z ABS

Numer katalogowy	PSB-50
Producent	ARmedical

Opis produktu

Piłka rehabilitacyjna Orzeszek przeznaczona jest do korygowania wad postawy, w terapii mającej na celu poprawę kondycji i koordynacji ruchowej, wzmocnienia mięśni grzbietu, zwiększenia ruchomości stawów oraz w schorzeniach neurologicznych. Doskonała dla osób chcących zachować sprawność fizyczną dzięki treningowi ogólnorozwojowemu.

- Idealna do rehabilitacji i ćwiczeń równoważnych
- Idealna przy schorzeniach kręgosłupa, koryguje wady postawy
- Wspomaga mobilność kręgosłupa, wzmacnia mięśnie grzbietu

Piłka rehabilitacyjna „Orzeszek” z ABS wykonana jest ze specjalnego materiału który, zapewnia równomierną, spowolnioną utratę powietrza nawet przy gwałtownym mechanicznym uszkodzeniu piłki, zapobiega jej rozerwaniu i nagłej utracie powietrza. Dodatkowo materiał zapewnia dobrą przyczepność piłki do podłoża (nie ślizga się).

Dostępne wymiary i kolory

srebrny

PSB-50 - 50x100cm

Materiał

PVC nie zawiera Ftalanów - Materiał przebadany laboratoryjnie, nie zawiera substancji toksycznych oraz metali ciężkich,

Maksymalne obciążenie

maksymalnie 350kg