

Link do produktu: <https://akmed.pl/pilka-rehabilitacyjna-z-kolcami-p-1660.html>



Piłka rehabilitacyjna z kolcami

Numer katalogowy	MB
Producent	ARmedical

Opis produktu

Piłeczka rehabilitacyjna z kolcami przeznaczona jest do ćwiczeń, rehabilitacji oraz nasażu dłoni. Dzięki miękkim wypustkom (kolcom) pobudza receptory czuciowe, poprawia ukrwienie. Służy również do masażu różnych części ciała. Dzięki swej plastyczności stosowana również jako piłka antystresowa. Wyposażona w wentylek do regulowania twardości.

- Idealna do ćwiczeń oraz masażu dłoni

Dostępne wymiary i kolory

pomarańczowy
niebieski
zielony
żółty
czwrrwony
srebrny

MB-5 - 5cm
MB-6 - 6cm
MB-7 - 7cm
MB-8 - 8cm
MB-9 - 9cm
MB-10 - 10cm

Materiał

PVC nie zawiera Ftalanów - Materiał przebadany laboratoryjnie, nie zawiera substancji toksycznych oraz metali ciężkich,