

---

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:39

Link do produktu: <https://akmed.pl/pilka-rehabilitacyjna-z-systemem-abs-45-cm-p-3422.html>

## Piłka rehabilitacyjna z systemem ABS 45 cm



Numer katalogowy

**DRQM3A0MA001PGP**

Producent

**Qmed**

### Opis produktu

Piłka rehabilitacyjna przeznaczona jest do terapii w celu wzmocnienia mięśni grzbietu, zwiększenia ruchomości w stawach, poprawy kondycji i koordynacji ruchowej, w schorzeniach neurologicznych, a także w korekcji wad postawy. Materiał, z którego wykonana jest piłka oraz system ABS zapobiegają rozerwaniu i nagłej utracie powietrza nawet podczas mechanicznego uszkodzenia. Piłka przeznaczona do użytku wewnątrz na twardej i płaskiej powierzchni.

Wytrzymała na obciążenie do 150kg.  
Średnica piłki: 45 cm.