
Dane aktualne na dzień: 08-08-2025 04:09

Link do produktu: <https://akmed.pl/pilka-rehabilitacyjna-z-systemem-abs-55-cm-p-3423.html>

Piłka rehabilitacyjna z systemem ABS 55 cm



Numer katalogowy

DRQM3A0MA002PGP

Producent

Qmed

Opis produktu

Piłka rehabilitacyjna przeznaczona jest do terapii w celu wzmocnienia mięśni grzbietu, zwiększenia ruchomości w stawach, poprawy kondycji i koordynacji ruchowej, w schorzeniach neurologicznych, a także w korekcji wad postawy. Materiał, z którego wykonana jest piłka oraz system ABS zapobiegają rozerwaniu i nagłej utracie powietrza nawet podczas mechanicznego uszkodzenia. Piłka przeznaczona do użytku wewnątrz na twardej i płaskiej powierzchni.

Wytrzymała na obciążenie do 150kg.

Średnica piłki: 55 cm.