

---

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:15

Link do produktu: <https://akmed.pl/pilka-rehabilitacyjna-z-systemem-abs-85-cm-p-3426.html>



## Piłka rehabilitacyjna z systemem ABS 85 cm

Numer katalogowy

**DRQM3A0MA005PGP**

Producent

**Qmed**

### Opis produktu

Piłka rehabilitacyjna przeznaczona jest do terapii w celu wzmocnienia mięśni grzbietu, zwiększenia ruchomości w stawach, poprawy kondycji i koordynacji ruchowej, w schorzeniach neurologicznych, a także w korekcji wad postawy. Materiał, z którego wykonana jest piłka oraz system ABS zapobiegają rozerwaniu i nagłej utracie powietrza nawet podczas mechanicznego uszkodzenia. Piłka przeznaczona do użytku wewnątrz na twardej i płaskiej powierzchni.

Wytrzymała na obciążenie do 150kg.  
Średnica piłki: 85 cm.