

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:18

Link do produktu: <https://akmed.pl/piłkarski-stabilizator-na-kostke-mueller-biały-rozmiar-xl-p-3366.html>



Piłkarski stabilizator na kostkę Mueller Biały rozmiar XL

Numer katalogowy **3466-43003**

Producent **Mueller**

Opis produktu

Ten ochraniacz jest używany przez reprezentacje piłkarskie na całym świecie. Wysokie wycięcie z przodu i wąska dolna część pozwalają na swobodne poruszanie nogą. Giętkie stalowe sprężyny zapewniają ochronę przed skręczeniami inwersyjnymi.

Elastyczny tył zapewnia komfort **ścięgna Achilesa**.

Mocny nylon 1000 den eliminuje potrzebę zastosowania metalowej siatki.

Ochraniacz jest doskonały do uprawiania sportów takich jak tenis piłka nożna czy do biegania.

Pasuje do obu nóg.

Dostępny w rozmiarze XL

Dobieramy na podstawie rozmiaru obuwia

Damska XL 46-48

Męska XL 47-49

Produkt posiada dodatkowe opcje:

TYP: Damski , Męski