

Link do produktu: <https://akmed.pl/pilkarski-stabilizator-na-kostke-mueller-bialy-rozmiar-xl-p-3366.html>



## Piłkarski stabilizator na kostkę Mueller Biały rozmiar XL

Numer katalogowy **3466-43003**

Producent **Mueller**

### Opis produktu

Ten ochraniacz jest używany przez reprezentacje piłkarskie na całym świecie. Wysokie wycięcie z przodu i wąska dolna część pozwalają na swobodne poruszanie nogą. Giętkie stalowe sprężyny zapewniają ochronę przed skręczeniami inwersyjnymi.

**Elastyczny tył** zapewnia komfort **ścięgna Achilesa**.

**Mocny nylon 1000 den** eliminuje potrzebę zastosowania metalowej siatki.

Ochraniacz jest doskonały do uprawiania sportów takich jak tenis piłka nożna czy do biegania.

Pasuje do obu nóg.

### Dostępny w rozmiarze XL

Dobieramy na podstawie rozmiaru obuwia

Damska XL 46-48

Męska XL 47-49

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**TYP:** Damski , Męski