

Link do produktu: <https://akmed.pl/pionizator-mobilny-baby-hero-p-1966.html>

## Pionizator Mobilny BABY HERO

Numer katalogowy

**DRVLOG**

Producent

**Vitea Care**

### Opis produktu

#### CECHY PRODUKTU:

- rama aluminiowa,
- demontowalne oparcie wózka,
- perforowana tapicerka z ekoskóry,
- zagłówek z regulacją wysokości,
- przednia barierka zabezpieczająca,
- pas stabilizujący klatkę piersiową z regulacją długości,
- stabilizujący pas biodrowy z regulacją długości,
- uchylne podłokietniki z regulacją wysokości,
- uchylny i demontowalny podnóżek regulacją wysokości,
- pas zapiętkowy,
- regulowany uchwyt kolan,
- tylne kółka anti-wywrotne,
- dodatkowe przednie kółka stabilizujące,
- hamulce ręczne z regulacją siły docisku,
- tylne koła pneumatyczne typu mag z aluminiowymi ciągami, wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24",
- przednie koła pełne, rozmiar 8",
- regulowana wysokość ustawienia kół przednich i tylnych,
- rączki dla prowadzącego,
- pilot do sterowania.

	K	S
Długość wózka	104,5 cm	106 cm
Szerokość wózka	55,5 cm	58,5 cm
Wysokość wózka	86 cm	90 cm
Głębokość siedziska	34 cm	40 cm
Szerokość siedziska	34 cm	38 cm
Wysokość oparcia	37 cm	42 cm
Słownik kodów	Dopłata	
P.125	2000	
P.130.01	3000	

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Model:** K , S