

Link do produktu: <https://akmed.pl/pionizator-mobilny-hero-p-1970.html>

Pionizator mobilny HERO



Numer katalogowy

DRVLOF

Producent

Vitea Care

Opis produktu

CECHY PRODUKTU:

- rama stalowa,
- demontowalne oparcie wózka,
- perforowana tapicerka z ekoskóry,
- zagłówek z regulacją wysokości,
- przednia barierka zabezpieczająca,
- pas stabilizujący klatkę piersiową z regulacją długości,
- stabilizujący pas biodrowy z regulacją długości,
- uchylne podłokietniki z regulacją wysokości,
- uchylny i demontowalny podnóżek regulacją wysokości,
- pas zapiętkowy,
- regulowany uchwyt kolan,
- tylne kółka antywywrotne,
- dodatkowe przednie kółka stabilizujące,
- hamulce ręczne z regulacją siły docisku,
- tylne koła pneumatyczne typu mag z aluminiowymi ciągami, wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24",
- przednie koła pełne, rozmiar 8",
- regulowana wysokość ustawienia kół przednich i tylnych,
- rączki dla prowadzącego,
- pilot do sterowania.

	M	L	XL
Długość wózka	110 cm	113 cm	113 cm
Szerokość wózka	63 cm	67 cm	71 cm
Wysokość wózka	96,5 cm	98 cm	98 cm
Głębokość siedziska	42,5 cm	45,5 cm	48 cm
Szerokość siedziska	42 cm	46 cm	50 cm
Wysokość oparcia	45 cm	52 cm	54 cm
Słownik kodów	Dopłata		
P.125	2000		
P.130	3000		

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , XL