

Link do produktu: <https://akmed.pl/pionizator-multifunkcyjny-spring-p-1958.html>

Pionizator multifunkcyjny SPRING



Numer katalogowy

DRVF04

Producent

Vitea Care

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:

Urządzenie stworzone głównie dla dzieci z MPD, przepukliną oponoworodzeniową, dystrofią mięśniowymi oraz uszkodzeniami CUN różnej etiologii. Konstrukcja urządzenia poza funkcją pionizacji umożliwia przyjęcie pozycji siedzącej i leżącej, jak również pośrednich. Wielofunkcyjność i modułowa budowa pozwala na dopasowanie go do wymiarów i możliwości funkcjonalnych pacjenta, a także do jego indywidualnych potrzeb terapeutycznych.

CECHY PRODUKTU:

- urządzenie wykonane z drewna,
- siedzisko z możliwością regulacji kąta oraz głębokości,
- regulowane w płaszczyźnie pionowej i poziomej boczek,
- płynna regulacja kąta pochylenia oparcia pleców z pozycji siedzącej 90° do pozycji leżącej 0° dzięki zastosowaniu siłowników gazowych,
- siedzisko: płynna regulacja, kąt nachylenia od -15° do +80°, ręczny wysuw przód-tył,
- podnóżek: regulacja wysokości, stopniowa co 15°, (7 pozycji) regulacja kąta pochylenia podnóżków od 0° (umowna pozycja pozioma) do 90° (umowna pozycja pionowa - tak jak po wyjęciu z opakowania),
- platformy stóp zaopatrzone w zapiętki, pasy zabezpieczające, możliwość regulacji w płaszczyźnie poziomej oraz kąta,
- klin abdukcyjny z możliwością regulacji w płaszczyźnie poziomej,
- podłokietniki z możliwością regulacji w płaszczyźnie pionowej oraz kąta pochylenia,
- stolik do ćwiczeń manualnych i zabawy (z wycięciem na tułów) z regulacją wysokości i kąta położenia,
- zaopatrzone w kamizelkę stabilizującą klatkę piersiową,
- wszystkie koła jezdne, skrętne zaopatrzone w blokadę,
- zagłówek z możliwością regulacji wysokości i objęcia części potylicznej czaszki,
- regulowane w płaszczyźnie pionowej podparcie odcinka szyjnego kręgosłupa.

Rozmiar	
Wysokość oparcia (wraz z zagłówkiem)	38 - 52 cm
Głębokość siedziska	30 - 37 cm

Wysokość podnóżków (długość podudzia)	23 - 39 cm
Wysokość podłokietnika od podłoża	71 - 92 cm
Szerokość siedziska (szerokość bioder)	40 cm
Szerokość oparcia (szerokość klatki piersiowej)	15 - 27 cm
Szerokość urządzenia	60 cm
Długość urządzenia	75 - 150 cm
Waga urządzenia z pełnym wyposażeniem	36 kg
Maksymalne obciążenie	35 kg