

Link do produktu: <https://akmed.pl/pionizator-sito-bez-pasa-w-zestawie-p-5751.html>

## Pionizator SITO bez pasa w zestawie

Numer katalogowy	<b>8013118</b>
Producent	<b>Meyra</b>

### Opis produktu

#### CECHY:

- pozwala przy podniesieniu pacjenta do pozycji stojącej,
- wspiera personel medyczny, opiekunów w codziennych czynnościach przy pacjencie,
- zapewnia bezpieczeństwo również podczas przemieszczania urządzenia z pacjentem w pozycji stojącej,
- pozwala pacjentowi wstać bez obciążania pleców,
- ułatwia zmianę ubrania np. do korzystania z toalety czy zmianę pieluchy itd.,
- pomaga w ćwiczeniach rehabilitacyjnych pobudzających krążenie oraz wzmacniających mięśnie i kości,
- możliwość domówienia poszczególnych elementów.

Wysokość podniesienia* (cm)	min. 44 max. 177	Średnica przednich kółek	7,5 cm x 2
Całkowita wysokość (cm)	207	Średnica tylnych kółek	7,5 cm x 2 z możliwością zablokowania
Długość ramy (cm)	123	Waga podnośnika	42,5 kg
Zewnętrzna szerokość (cm)	63,5	Waga pionizatora	49 kg
Szerokość z rozłożoną ramą (cm)	92	Waga ramienia podnoszącego	6,5 kg
Wysokość ramion jezdnych (cm)	11	Waga ramienia pionowego	5 kg
Baterie	2x12V, 7,2Ah	Waga podnóżka i ochraniaczy	7 kg
Ładowalne baterie ołowiuwożelowe	24 V, 4A	Waga baterii	6 kg
Klasa ochronności	IPX4	Maksymalne obciążenie	160 kg