
Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:14

Link do produktu: <https://akmed.pl/pneumatyczna-miska-do-mycia-glowy-rf-960-p-7260.html>

Pneumatyczna miska do mycia głowy RF-960



Numer katalogowy	10619
Producent	Rehafund

Opis produktu

- umożliwia opiekunowi umycie głowy osobie znajdującej się w pozycji leżącej, zabezpieczając ją i otoczenie przed rozlaniem się wody
- miska wykonana z winylu, pompowana powietrzem
- posiada specjalne wycięcie na szyję
- na dnie miski zamontowany jest przewód odpływowy
- wymiary: 53 x 61 x 20 cm
- waga: 0,83 kg
- pojemność: 10L