

Link do produktu: <https://akmed.pl/pneumatyczna-miska-do-mycia-glowy-z-prysznicem-rf-961-p-7261.html>



## Pneumatyczna miska do mycia głowy z prysznicem RF-961

Numer katalogowy	<b>10620</b>
Producent	<b>Rehafund</b>

### Opis produktu

- umożliwia opiekunowi umycie głowy osobie znajdującej się w pozycji leżącej, zabezpieczając ją i otoczenie przed rozlaniem się wody
- miska wykonana z winylu, pompowana powietrzem
- posiada specjalne wycięcie na szyję
- na dnie miski zamontowany jest przewód odpływowy
- posiada prysznic do płukania głowy
- wymiary: 53 x 61 x 20 cm
- waga: 0,83 kg
- pojemność: 10L