

Link do produktu: <https://akmed.pl/pneumatyczna-poduszka-przeciwodlezynowa-at52108-p-4318.html>



## Pneumatyczna poduszka przeciwodleżynowa AT52108

Numer katalogowy **AT52108**

Producent **Antar**

### Opis produktu

#### **AT52108 Pneumatyczna poduszka przeciwodleżynowa**

Pneumatyczna poduszka przeciwodleżynowa pozwala na przyjęcie przez użytkownika komfortowej i stabilnej pozycji siedzącej. Jednokomorowa pneumatyczna poduszka przeciwodleżynowa została zaprojektowana z myślą o równomiernym rozłożeniu ciężaru ciała pacjenta oraz o dostosowaniu się poduszki do aktualnej pozycji ciała użytkownika. Poduszka jest miękka, lekka, łatwa w transporcie i czyszczeniu.

#### **Cechy produktu**

- małe komory powietrzne bez możliwości wzrostu komór
- 9 rzędów po 8 komór powietrznych
- wymiary komór powietrznych: szerokość 4 cm, długość 4 cm - waga netto: 0.33 kg
- materiał: PVC

**Wymiary poduszki:** 44 x 38 x 5 cm (*Szerokość/ długość/ wysokość*)

*Szerokość/ długość/ wysokość*