

Link do produktu: <https://akmed.pl/pneumatyczna-poduszka-przeciwodlezynowa-at52108-p-4318.html>



Pneumatyczna poduszka przeciwodleżynowa AT52108

Numer katalogowy	AT52108
Producent	Antar

Opis produktu

AT52108 Pneumatyczna poduszka przeciwodleżynowa

Pneumatyczna poduszka przeciwodleżynowa pozwala na przyjęcie przez użytkownika komfortowej i stabilnej pozycji siedzącej. Jednokomorowa pneumatyczna poduszka przeciwodleżynowa została zaprojektowana z myślą o równomiernym rozłożeniu ciężaru ciała pacjenta oraz o dostosowaniu się poduszki do aktualnej pozycji ciała użytkownika. Poduszka jest miękka, lekka, łatwa w transporcie i czyszczeniu.

Cechy produktu

- małe komory powietrzne bez możliwości wzrostu komór
- 9 rzędów po 8 komór powietrznych
- wymiary komór powietrznych: szerokość 4 cm, długość 4 cm - waga netto: 0.33 kg
- materiał: PVC

Wymiary poduszki: 44 x 38 x 5 cm (*Szerokość/ długość/ wysokość*)

Szerokość/ długość/ wysokość