

Link do produktu: <https://akmed.pl/pneumatyczna-poduszka-przeciwodlezynowa-at52109-p-4317.html>



Pneumatyczna poduszka przeciwodleżynowa - AT52109

Numer katalogowy	AT52109
Producent	Antar

Opis produktu

AT52109 Pneumatyczna poduszka przeciwodleżynowa

Pneumatyczna poduszka przeciwodleżynowa pozwala na przyjęcie przez użytkownika komfortowej i stabilnej pozycji siedzącej. Jednokomorowa pneumatyczna poduszka przeciwodleżynowa została zaprojektowana z myślą o równomiernym rozłożeniu ciężaru ciała pacjenta oraz o dostosowaniu się poduszki do aktualnej pozycji ciała użytkownika. Poduszka jest miękka, lekka, łatwa w transporcie i czyszczeniu.

Cechy produktu

- niska wysokość komór powietrza
- większa stabilizacji dzięki większym i niższym komórkom
- 7 rzędów po 6 komór powietrznych
- wymiary komór powietrznych: szerokość 6 cm, długość 6 cm - waga netto: 0.255 kg
- materiał: PVC

Wymiary poduszki: 45 x 39 x 4 cm (*Szerokość/ długość/ wysokość*)