

Link do produktu: <https://akmed.pl/pneumatyczna-poduszka-przeciwodlezynowa-at52110-p-4316.html>

Pneumatyczna poduszka przeciwodleżynowa - AT52110



Numer katalogowy	AT52110
Producent	Antar

Opis produktu

AT52110 Pneumatyczna poduszka przeciwodleżynowa

Pneumatyczna poduszka przeciwodleżynowa pozwala na przyjęcie przez użytkownika komfortowej i stabilnej pozycji siedzącej. Jednokomorowa pneumatyczna poduszka przeciwodleżynowa została zaprojektowana z myślą o równomiernym rozłożeniu ciężaru ciała pacjenta oraz o dostosowaniu się poduszki do aktualnej pozycji ciała użytkownika. Poduszka jest miękka, lekka, łatwa w transporcie i czyszczeniu.

Cechy produktu

- stosunkowo wysokie komory powietrzne
- 7 rzędów po 6 komór powietrznych
- przyjemniejsza w dotyku za sprawą większych i wyższych komór powietrznych - wymiary komór powietrznych: szerokość 6 cm, długość 6 cm
- waga netto: 0.315 kg
- materiał: TPU

Wymiary poduszki: 45 x 39 x 6 cm (Szerokość/ długość/ wysokość)