

Link do produktu: <https://akmed.pl/pneumatyczny-stabilizator-stawu-skokowego-i-stopy-typu-but-z-regulacja-kata-nachylenia-3109-p-7533.html>



Pneumatyczny stabilizator stawu skokowego i stopy typu "but" z regulacją kąta nachylenia - 3109

Numer katalogowy **3109**

Producent **Oppo**

Opis produktu

3109 Pneumatyczny stabilizator stawu skokowego i stopy typu "but" z regulacją kąta nachylenia.

Przeznaczony do leczenia pęknięć kości w okolicy stawu skokowego, pęknięć kości stopy, uszkodzeń tkanki miękkiej, ścięgna Achillesa, skręceń stawu skokowego. Podszyty przyjemną w dotyku tkaniną, jest lekki, zapewnia doskonałą stabilizację stopy, stawu skokowego i podudzia. Poduszki pneumatyczne zapewniają idealne dopasowanie do kształtu stopy i podudzia, komfort, a także doskonałe unieruchomienie. Regulacja kąta pochylenia pozwala na optymalne ustawienie stopy we właściwym położeniu.

Numer katalogowy: 3109.

Rozmiar(rozmiar buta):

S 36cm - 37cm

M 38cm - 40cm

L 41cm - 44cm

XL 45cm - 48cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL