

Link do produktu: <https://akmed.pl/pneumetyczny-stabilizator-stawu-skokowego-i-stopy-typu-but-3209-p-7534.html>



Pneumetyczny stabilizator stawu skokowego i stopy typu "but" - 3209

Numer katalogowy **3209**

Producent **Oppo**

Opis produktu

3209 Pneumatyczny stabilizator stawu skokowego i stopy typu "but".

Przeznaczony do leczenia pęknięć kości w okolicy stawu skokowego, pęknięć kości stopy, uszkodzeń tkanki miękkiej, ścięgna Achillesa, skręceń stawu skokowego. Podszyty przyjemną w dotyku tkaniną, jest lekki, zapewnia doskonałą stabilizację stopy, stawu skokowego i podudzia. Poduszki pneumatyczne zapewniają idealne dopasowanie do kształtu stopy i podudzia, komfort, a także doskonałe unieruchomienie.

Numer katalogowy: 3209.

Rozmiar (rozmiar buta):

S 36cm - 37cm

M 38cm - 40cm

L 41cm - 44cm

XL 45cm - 48cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL