

Link do produktu: <https://akmed.pl/podklad-chlonny-wielokrotnego-uzytku-molinea-textile-85x90-cm-op-10-szt-p-5975.html>



## Podkład chłonny wielokrotnego użytku MoliNea® Textile 85x90 cm (op. 10 szt.)

Numer katalogowy **1558022**

Producent **MoliCare**

### Opis produktu

#### **Podkład chłonny wielokrotnego użytku do pielęgnacji chorych.**

MoliNea® Textile charakteryzuje się wysoką chłonnością dzięki specjalnym włóknom. Przyjemna w dotyku miękka warstwa zewnętrzna zapewnia komfort i wygodę osobie leżącej. Wykorzystane w produkcji surowce gwarantują znakomite zatrzymywanie wilgoci, dużą trwałość oraz odporność na odkształcanie. Niebieska warstwa zewnętrzna zabezpiecza przed przesuwaniem się produktu. Wewnętrzna powłoka poliuretanowa gwarantuje nie przepuszczanie wilgoci i zachowuje przepuszczalność powietrza. MoliNea® Textile nadaje się do prania w temp. 90°C i suszenia w suszarce. Przy zachowaniu temperatury prania do 60°C możliwość prania do 300 razy (MoliNea® Textile Classic 150 razy).

#### **Zastosowanie**

Podkłady mogą być stosowane bezpośrednio w pielęgnacji pacjentów z problemem nietrzymania moczu lub jako dodatkowa ochrona pościeli u pacjentów stosujących produkty wchłaniające różnego typu.

**Wielkość** 85x90 cm

**Opakowanie:** 10 szt.