

Link do produktu: <https://akmed.pl/podklad-chlonny-z-12-warstw-celulozy-molinea-s-op-100-szt-p-5956.html>



Podkład chłonny z 12 warstw celulozy MoliNea® S (op. 100 szt.)

Numer katalogowy	1599166
------------------	----------------

Producent	MoliCare
-----------	-----------------

Opis produktu

Nieprzepuszczalna, nie przesuwająca się folia zewnętrzna. Wkład chłonny z warstw celulozy, całopowierzchniowe pokrycie nienasiąkliwą włókniną sięgające do obrzeży folii.

Zastosowanie

Stosowane bezpośrednio u pacjentów nietrzymających moczu lub jako dodatkowa ochrona pościeli u pacjentów stosujących produkty wchłaniające różnego typu.

Wielkość 60x60 cm

Opakowanie: 100 szt.