

Link do produktu: <https://akmed.pl/podklad-chlonny-z-4-warstw-celulozy-molinea-k-60x90-cm-op-200-szt-p-5962.html>

Podkład chłonny z 4 warstw celulozy MoliNea® K 60x90 cm (op. 200 szt.)



Numer katalogowy	1599046
------------------	----------------

Producent	MoliCare
-----------	-----------------

Opis produktu

Nieprzepuszczalna, nie przesuwająca się folia zewnętrzna. Wkład chłonny z warstw celulozy, całopowierzchniowe pokrycie nienasiąkliwą włókniną sięgające do obrzeży folii.

Zastosowanie

Stosowane bezpośrednio u pacjentów nietrzymających moczu lub jako dodatkowa ochrona pościeli u pacjentów stosujących produkty wchłaniające różnego typu.

Wielkość 60x90 cm

Opakowanie: 200 szt.