
Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 22:50

Link do produktu: <https://akmed.pl/podklad-chlonny-z-6-warstw-celulozy-molinea-e-40x60-cm-op-300-szt-p-5959.html>

Podkład chłonny z 6 warstw celulozy MoliNea® E 40x60 cm (op. 300 szt.)



Numer katalogowy	1599307
------------------	----------------

Producent	MoliCare
-----------	-----------------

Opis produktu

Nieprzepuszczalna, nie przesuwająca się folia zewnętrzna. Wkład chłonny z warstw celulozy, całopowierzchniowe pokrycie nienasiąkliwą włókniną sięgające do obrzeży folii.

Zastosowanie

Stosowane bezpośrednio u pacjentów nietrzymających moczu lub jako dodatkowa ochrona pościeli u pacjentów stosujących produkty wchłaniające różnego typu.

Wielkość 40x60 cm

Opakowanie: 300 szt.