


Link do produktu: <https://akmed.pl/podklad-do-materaca-pneumatycznego-przeciwodlezynowego-zmiennociśnieniowego-babelkowego-p-1653.html>



Podkład do materaca pneumatycznego przeciwodleżynowego zmiennociśnieniowego „Bąbelkowego”

Numer katalogowy	AR-921
Producent	ARmedical

Opis produktu

Stosuje się go bezpośrednio na typowy materac znajdujący się na łóżku chorego, a następnie przykrywa prześcieradłem. Dwie niezależne sekcje materaca napełniane są naprzemiennie przez specjalną pompę.

Dzięki takiej naprzemiennie pracy zestawu (materac + pompa) poszczególne obszary ciała pacjenta nie stykają się z podłożem w sposób ciągły dłużej niż przez kilka minut. Ciśnienie powietrza w materacu dostosowywane jest (zwiększane lub zmniejszane) w zależności od wagi pacjenta.

- Ogromną zaletą pompy ARmedical jest jej minimalny poziom hałasu. Bez względu na obciążenie pompa pracuje bezszelestnie.
- Dodatkowym atutem zestawu (pompa + materac) jest bezawaryjność. W opakowaniu znajdują się zestaw naprawczy (łatki + klej) stosowanych w przypadku przecięcia podkładu ostrym narzędziem.
- Zalecany dla pacjentów obłożenie chorych w celu zapobiegania odleżynom oraz leczeniu odleżyn już istniejących.

Dane techniczne:

- wymiary po napompowaniu: 200cm x 90cm x 7 cm (plus dwie specjalne wypustki służące do podłożenia pod materac znajdujący się na łóżku)