

Link do produktu: <https://akmed.pl/podklad-pod-stop-y-careprotect-pedi-p-3668.html>

## Podkład pod stopy CareProtect Pedi



Numer katalogowy **2306 01**

Producent **Thuasne**

### Opis produktu

CareProtect Pedi®

- Unikalny system rozkładania nacisku, aby uniemożliwić powstawanie odleżyn na stopach.
- Bardzo łatwy do stosowania, zapewnia pacjentowi zachowanie mobilności.
- Dżianina typu jersey : 92 % bawełny i 8 % elastanu.
- Przeznaczony do prania w temperaturze 60 °C i wielokrotnego użytku.
- Możliwość 10 krotnego wyprania w temperaturze 90 °C.

Ref. 2306 01 Dostarczany w parach

Rozmiar 1 (27-31 cm)

Rozmiar 2 (32-36 cm)

Rozmiar 3 (37-42 cm)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2 , 3