

Link do produktu: <https://akmed.pl/podklady-chlonne-z-superchlonnej-celulozy-rozdrobnionej-molinea-normal-60x60-cm-op-30-szt-p-5965.html>



Podkłady chłonne z superchłonnej celulozy rozdrobnionej MoliNea® normal 60x60 cm (op. 30 szt.)

Numer katalogowy **1613208**

Producent **MoliCare**

Opis produktu

Chłonność średnia

Nieprzepuszczalna, nie przesuwająca się folia zewnętrzna. Wkład chłonny z miękkiej rozdrobnionej celulozy, pokryty warstwą tissue zapewniającą równomierny rozkład wilgoci. Całopowierzchniowe pokrycie nienasiąkliwą włókniną sięgające do obrzeży folii.

Zastosowanie

Podkłady mogą być stosowane do pielęgnacji pacjentów, osób z problemem nietrzymania moczu lub jako dodatkowa ochrona pościeli pacjentów stosujących produkty wchłaniające różnego typu.

Wielkość 60x60 cm

Opakowanie: 30 szt.