

Link do produktu: <https://akmed.pl/podklady-chlonne-z-superchlonnej-celulozy-rozdrobnionej-molinea-normal-60x90-cm-op-30-szt-p-5966.html>



## Podkłady chłonne z superchłonnej celulozy rozdrobnionej MoliNea® normal 60x90 cm (op. 30 szt.)

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | <b>1615208</b> |
|------------------|----------------|

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Producent | <b>MoliCare</b> |
|-----------|-----------------|

### Opis produktu

#### **Chłonność średnia**

Nieprzepuszczalna, nie przesuwająca się folia zewnętrzna. Wkład chłonny z miękkiej rozdrobnionej celulozy, pokryty warstwą tissue zapewniającą równomierny rozkład wilgoci. Całopowierzchniowe pokrycie nienasiąkliwą włókniną sięgające do obrzeży folii.

#### **Zastosowanie**

Podkłady mogą być stosowane do pielęgnacji pacjentów, osób z problemem nietrzymania moczu lub jako dodatkowa ochrona pościeli pacjentów stosujących produkty wchłaniające różnego typu.

**Wielkość** 60x90 cm

**Opakowanie:** 30 szt.