

Link do produktu: <https://akmed.pl/podklady-chlonne-z-superchlonnej-celulozy-rozdrobnionej-molinea-plus-40x60-cm-op-150-szt-p-5967.html>



## Podkłady chłonne z superchłonnej celulozy rozdrobnionej MoliNea® plus 40x60 cm (op. 150 szt.)

Numer katalogowy **1611008**

Producent **MoliCare**

### Opis produktu

#### **Chłonność średnia**

Nieprzepuszczalna, nie przesuwająca się folia zewnętrzna. Wkład chłonny z miękkiej rozdrobnionej celulozy, pokryty warstwą tissue zapewniającą równomierny rozkład wilgoci. Całopowierzchniowe pokrycie nienasiąkliwą włókniną sięgające do obrzeży folii.

#### **Zastosowanie**

Podkłady mogą być stosowane do pielęgnacji pacjentów, osób z problemem nietrzymania moczu lub jako dodatkowa ochrona pościeli pacjentów stosujących produkty wchłaniające różnego typu.

**Wielkość** 40x60 cm

**Opakowanie:** 150 szt.