

Link do produktu: <https://akmed.pl/podklady-chlonne-z-superchlonnej-celulozy-rozdrobnionej-molinea-plus-60x90-cm-op-100-szt-p-5969.html>



Podkłady chłonne z superchłonnej celulozy rozdrobnionej MoliNea® plus 60x90 cm (op. 100 szt.)

Numer katalogowy **1616008**

Producent **MoliCare**

Opis produktu

Chłonność średnia

Nieprzepuszczalna, nie przesuwająca się folia zewnętrzna. Wkład chłonny z miękkiej rozdrobnionej celulozy, pokryty warstwą tissue zapewniającą równomierny rozkład wilgoci. Całopowierzchniowe pokrycie nienasiąkliwą włókniną sięgające do obrzeży folii.

Zastosowanie

Podkłady mogą być stosowane do pielęgnacji pacjentów, osób z problemem nietrzymania moczu lub jako dodatkowa ochrona pościeli pacjentów stosujących produkty wchłaniające różnego typu.

Wielkość 60x90 cm

Opakowanie: 100 szt.