

Link do produktu: <https://akmed.pl/podklady-chlonne-z-superchlonnej-celulozy-rozdrobnionej-molinea-super-60x60-cm-op-100-szt-p-5972.html>



## Podkłady chłonne z superchłonnej celulozy rozdrobnionej MoliNea® super 60x60 cm (op. 100 szt.)

Numer katalogowy **1633008**

Producent **MoliCare**

### Opis produktu

#### **Chłonność podwyższona**

Nieprzepuszczalna, nie przesuwająca się folia zewnętrzna. Wkład chłonny z miękkiej rozdrobnionej celulozy, pokryty warstwą tissue zapewniającą równomierny rozkład wilgoci. Całopowierzchniowe pokrycie nienasiąkliwą włókniną sięgające do obrzeży folii.

#### **Zastosowanie**

Podkłady mogą być stosowane do pielęgnacji pacjentów, osób z problemem nietrzymania moczu lub jako dodatkowa ochrona pościeli pacjentów stosujących produkty wchłaniające różnego typu.

**Wielkość** 30x60 cm

**Opakowanie:** 100 szt.