

Link do produktu: <https://akmed.pl/podklady-chlonne-z-superchlonnej-celulozy-rozdrobnionej-molinea-super-60x90-cm-op-50-szt-p-5973.html>



Podkłady chłonne z superchłonnej celulozy rozdrobnionej MoliNea® super 60x90 cm (op. 50 szt.)

Numer katalogowy **1636009**

Producent **MoliCare**

Opis produktu

Chłonność podwyższona

Nieprzepuszczalna, nie przesuwająca się folia zewnętrzna. Wkład chłonny z miękkiej rozdrobnionej celulozy, pokryty warstwą tissue zapewniającą równomierny rozkład wilgoci. Całopowierzchniowe pokrycie nienasiąkliwą włókniną sięgające do obrzeży folii.

Zastosowanie

Podkłady mogą być stosowane do pielęgnacji pacjentów, osób z problemem nietrzymania moczu lub jako dodatkowa ochrona pościeli pacjentów stosujących produkty wchłaniające różnego typu.

Wielkość 30x90 cm

Opakowanie: 50 szt.