

Link do produktu: <https://akmed.pl/podklady-higieniczne-seni-soft-90x170-p-2848.html>

Podkłady higieniczne Seni Soft 90x170



Numer katalogowy

Seni Soft 90x170

Producent

Seni

Opis produktu

Podkłady higieniczne Seni Soft to dodatkowe zabezpieczenie łóżka lub pościeli przed zawilgoceniem. Miękka włóknina wierzchnia zapewnia komfort użycia podczas zmiany pieluchy. Nieprzepuszczalna antypoślizgowa folia na spodzie wyrobu zabezpiecza przed przeciekaniem i przemieszczaniem się podkładu po materacu. Włókninowe skrzydła po włożeniu pod materac dodatkowo zabezpieczają podkład przed przemieszczaniem. Wkład chłonny podkładów wykonany jest z pulpy celulozowej.

Dostępne w opakowaniach: 30 szt.