

Link do produktu: <https://akmed.pl/podklady-higieniczne-seni-soft-p-2849.html>

## Podkłady higieniczne Seni Soft



Numer katalogowy

**Seni Soft**

Producent

**Seni**

### Opis produktu

Podkłady higieniczne Seni Soft to dodatkowe zabezpieczenie łóżka, pościeli czy wózka inwalidzkiego przed zawilgoceniem. Miękka włóknina wierzchnia zapewnia komfort użycia podczas zmiany pieluchy. Nieprzepuszczalna antypoślizgowa folia na spodzie wyrobu zabezpiecza przed przeciekaniem i przemieszczaniem się podkładu po materacu. Wkład chłonny podkładów wykonany jest z pulpy celulozowej.

#### Dostępne rozmiary:

40x60 cm, w opakowaniach: 5 szt., 30 szt.

60x60 cm, w opakowaniach: 5 szt., 30 szt.

90x60 cm, w opakowaniach: 1 szt., 5 szt., 30 szt.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 40x60cm/30szt. , 40x60cm/5szt. , 60x60cm/30szt. , 60x60cm/5szt. , 90x60cm/1szt. , 90x60cm/30szt. , 90x60cm/5szt.